

STEL 3-Cleaner



CONTENTS / CONTENIDO	
REF	3802015 STEL 3-Cleaner 1 x 1 L
Only for professional <i>in vitro</i> diagnostic use Sólo para uso profesional de diagnóstico <i>in vitro</i>	

STEL 3-Cleaner

STEL 3-Solución de limpieza

*Auto Hematology Analyzer /
Analizador hematológico automático*

PRINCIPLE

STEL 3-Cleaner is used on STEL 3 Auto hematology analyzer for cleaning and washing tubing system, removing blood residual and other particles to ensure blood cell counting.

REAGENT COMPOSITION

Buffer solution <0.3%, Protease <0.2%.

STORAGE AND STABILITY

⚠ Store at 5-35°C. Relative humidity <90%. Store the vials tightly closed, protected from light and prevented contaminations during the use. Do not put it in refrigerator.

After opening, the reagent is valid for 60 days.

Discard if appear signs of deterioration:

- Presence of particles and turbidity.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Open the external packaging material, connect pipeline of analyzer with mouth of reagent bottle.
2. When using the product, please refer to instructions for the STEL 3 auto hematology analyzer.

NOTES

1. Dispose the waste and contaminated packing material according to local laws and regulations.
2. Test results may be affected under following conditions:
 - The reagent is decayed or expired;
 - The reagent is contaminated by dust, etc.
 - The reagent is used together with reagent manufactured by other companies.
3. This reagent is only for in-vitro diagnosis, do not drink it, please put on gloves during operation. In case of contact with skin, eyes and mouth, rinse with plenty of water immediately. See the doctor if necessary.

FUNDAMENTO

STEL 3-Solución de limpieza para su uso en el Analizador hematológico automático STEL 3, para el lavado y eliminación de la sangre residual y otras partículas de los circuitos y garantizar el recuento celular.

COMPOSICION DE LOS REACTIVOS

Solución tampón <0,3%, proteasa <0,2%.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

⚠ Conservar a 5-35°C. Humedad relativa <90%. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar la contaminación durante su uso. No almacenar en el refrigerador.

Una vez abierto, el reactivo es estable 60 días.

Descartar si se observan signos de deterioro:

- Presencia de partículas y turbidez.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Abrir el embalaje externo, conectar el tubo del analizador con la boca de la botella del reactivo.
2. Consultar las instrucciones de uso del Analizador hematológico automático STEL 3 durante su uso.

NOTAS

1. Eliminar los residuos y material de embalaje contaminado de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.
2. Resultados de la prueba pueden verse afectados en las siguientes condiciones:
 - Reactivo esta deteriorado o caducado.
 - Reactivo contaminada por el polvo, etc.
 - Se utiliza junto con el reactivo fabricado por otras empresas.
3. Este producto es sólo para uso diagnóstico *in vitro*, no beber. Usar guantes durante su manipulación. En contacto con la piel, los ojos y la boca, enjuagar con abundante agua inmediatamente. Ver el médico si es necesario.

H3802015 -1/1504
cas/ing

