

STEL 3- Extra Cleaner



CONTENTS / CONTENIDO	
REF	3802020 STEL 3- Extra Cleaner 1 x 0.1 L
Only for professional <i>in vitro</i> diagnostic use Sólo para uso profesional de diagnóstico <i>in vitro</i>	

STEL 3-Extra Cleaner Solución de limpieza extra Auto Hematology Analyzer / Analizador hematológico automático

PRINCIPLE

STEL 3- Extra Cleaner is used on STEL 3 Auto hematology analyzer for daily maintenance and system cleaning.

REAGENT COMPOSITION

5.0% sodium hypochlorite

STORAGE AND STABILITY

⚠ Store at 5-35°C. Relative humidity <90%. Store the vials tightly closed, protected from light and prevented contaminations during the use. Do not put it in refrigerator.

After opening, the reagent is valid for 60 days.

Discard if appear signs of deterioration:

- Presence of particles, precipitates, floccules or turbidity.

INSTRUCTIONS FOR USE

When the system give the message to add concentrate cleanser, add it manually into de chamber. This operation shall be perform once every three days. See STEL-3 User manual for more information.

NOTES

1. Dispose the waste and contaminated packing material according to local laws and regulations.
2. Test results may be affected under following conditions:
 - The reagent is decayed or expired;
 - The reagent is contaminated by dust, etc.
 - The reagent is used together with reagent manufactured by other companies.
3. This reagent is only for in-vitro diagnosis, do not drink it, please put on gloves during operation. In case of contact with skin, eyes and mouth, rinse with plenty of water immediately. See the doctor if necessary.

FUNDAMENTO

STEL 3-Solución de limpieza extra para su uso en el Analizador hematológico automático STEL 3, para su mantenimiento diario y la limpieza del sistema.

COMPOSICION DE LOS REACTIVOS

5,0% de hipoclorito de sodio

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

⚠ Conservar a 5-35°C. Humedad relativa <90%. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar la contaminación durante su uso. No almacenar en el refrigerador.

Una vez abierto, el reactivo es estable 60 días.

Descartar si se observan signos de deterioro:

- Presencia de partículas, precipitados o turbidez.

INSTRUCCIONES DE USO

Cuando el sistema da el mensaje de añadir limpiador concentrado, agregarlo manualmente en de cámara. Esta operación se realiza una vez cada tres días. Ver STEL-3 Manual de usuario para obtener más información.

NOTAS

1. Eliminar los residuos y material de embalaje contaminado de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.
2. Resultados de la prueba pueden verse afectados en las siguientes condiciones:
 - Reactivo esta deteriorado o caducado.
 - Reactivo contaminada por el polvo, etc.
 - Se utiliza junto con el reactivo fabricado por otras empresas.
3. Este producto es sólo para uso diagnóstico *in vitro*, no beber. Usuar guantes durante su manipulación. En contacto con la piel, los ojos y la boca, enjuagar con abundante agua inmediatamente. Ver el médico si es necesario.

H3802020 -1/1504
cas/ing

