

<b>CERTIFICADO DE ANALISIS</b>	<b>MALARIA CASSETTE</b>
--------------------------------	-------------------------

REF	4271240	40 Test		
-----	---------	---------	--	--

<b>Cont</b>	40 Malaria cassette	<b>LOT</b> F0516N8E002B		2019-05
	40 Goteros			
	1 Tampón		2-30 °C	

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

REACTIVO	ENSAYO	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
CASSETTE	ASPECTO	CASSETTE COMPACTO	PASA

(PASA / NO PASA)

**TEST DE FUNCIONALIDAD**

ANALISIS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS DEL TEST
Positividad 2 Pf muestras positivas	Positivo	Positivo
Positividad 2 Pv muestras positivas	Positivo	Positivo
Positividad 1 Pf sangre total positiva	Positivo	Positivo
Positividad 1 Pv sangre total positiva	Positivo	Positivo
Negatividad 20 muestras Negativas	Negativo	Negativo
Precisión 10 replicados (Pf)	Positivo	Positivo
Precisión 10 replicados (Pv)	Positivo	Positivo
LOD L1 (Pf) / (Pv)	Positivo	Positivo
LOD L2 (Pf) / (Pv)	Positivo	Positivo
LOD L3 (Pf) / (Pv)	Positivo / Negativo	Negativo
<b>RESULTADOS</b>	PASA	

*Este lote ha sido controlado siguiendo las instrucciones descritas en el Folleto Comercial del producto.*

*Este Boletín de análisis es aplicable al lote y sublotes.*

*El certificado de análisis está impreso por ordenador y no esta firmado a mano.*

<b>El lote cumple nuestras especificaciones y es apto para su venta.</b>	APROBADO	<b>Firma</b> <b>Fecha de fabricación</b> Alicia Abellan 2017-07-03 Quality Control
	(APROBADO / NO APROBADO)	