



# LINEAR

**Linear Chemicals sl**

Joaquim Costa, 18 pl.2  
08390 Montgat  
Spain

tel. +34 934 694 990  
fax. +34 934 693 435  
e-mail: info@linear.es

www.linear.es

- Urine strip reader.
  - CFC color light-to-frequency converter.
  - 60samples/hour.
  - Internal calibration.
  - User interface via keyboard.
  - LCD display.
  - Thermal graphical printer
  - RS-232-C.
- *Lector de Tiras de orina.*
  - *CFC, conversor luz color a frecuencia.*
  - *60 muestras/hora.*
  - *Calibración interna.*
  - *Interfaz de usuario vía teclado.*
  - *Monitor LCD.*
  - *Impresora Térmica.*
  - *RS-232-C.*

The essential  
clinical tool for  
urinalysis

La herramienta  
clínica esencial  
para el urianálisis

# DARA

Distributed by:  
*Distribuido por:*

CERTIFIED  
QUALITY SYSTEM  
ISO 9001

IVD

CE